

فلو چارت بخش هماتولوژی

دریافت نمونه از بخش جداسازی

گرفتن Work list بخش هماتولوژی

ردیف کردن نمونه ها براساس اورژانسی و غیر اورژانسی

انجام کنترل ها و آزمایش ها براساس اولویت ها و استانداردها

قرار دادن نمونه ها بر روی شیکر

روشن کردن دستگاه

دادن خون کنترل به دستگاه و در صورت نبودن خون کنترل انجام Duplicate و T-Britin به صورت روزانه

وارد کردن نتایج کنترل کیفی در نرم افزار

آیا نتایج کنترل کیفی قابل قبول است؟

بله
آیا نتایج کنترل کیفی قابل قبول است؟
خیر
تکرار کنترل
برطرف کردن عامل خطا
خطایابی

انتقال نمونه ها به دستگاه مربوطه

تکرار مجدد نمونه

خیر

بله

بله

نیاز به تهیه لام خون محیطی

خیر

تأیید نتایج

ثبت نتایج

مشاهده لام

رنگ آمیزی

تهیه لام از نمونه

تهیه گزارش

ارسال نتایج به بخش جوابدهی

آزمایشگاه رفرنس